

AAN DE ROL

Derm Appeal Distributors lanceerde op de beurs een nieuwe vorm van mesotherapie: de MTS Roller. Met dit instrument kan de schoonheidsspecialist verschillende indicaties behandelen, zoals veroudering, (acne)littekens, hypo- en hyperpigmentatie. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van een fractionele laser.

De MTS Roller bevat kleine naaldjes van chirurgisch staal, die over de huid gerold worden. Per vierkante centimeter maak je zo'n tweehonderd gaatjes in de huid. Na gebruik wordt de roller weggegooid. Vervolgens kun je werkstoffen in de huid sluisen met behulp van een serum. De behandeling verbetert de doorbloeding, verfijnt de poriën, vervaagt pigmentaties (melasma) en stimuleert de aanmaak van collageen, waardoor de huid dikker wordt, fijne rimpels vervagen en littekens gladder worden.

Certificering

De naaldjes van de MTS Roller zijn er in verschillende lengtes. De naaldlengtes 0,2 en 0,3 millimeter zijn voor thuisgebruik. De 0,5 mm is voor in de salon. De 1,0 en 2,0 mm zijn medische rollers die zijn voorbehouden aan de door Derm Appeal getrainde specialisten die tevens gecertificeerd zijn door de GGD (vergunning voor permanente make-up). Derm Appeal-directeur Els van Gogh: "Hygiëne is een zeer belangrijk aspect bij deze behandeling, daarmee wil ik geen risico lopen. DE GGD certificering garandeert dat er in het instituut op de juiste manier, volgens strenge hygiënevoorschriften wordt gewerkt. In de VS, waar wij de MTS Roller uit importeren, mogen alleen artsen deze behandeling geven."

Met de roller kan niet alleen het gelaat, maar ook bijvoorbeeld de buik (striae) behandeld worden. Ook littekens elders op het lichaam, als gevolg van een ongeluk of een operatie, kunnen met de roller aangepakt worden. Littekens verdwijnen niet, maar de behandeling geeft wel veel verbetering. De behandeling moet na acht weken worden herhaald en vervolgens weer na drie maanden. De huidverbeterende werking van de behandeling werkt nog lang na. Contra-indicaties zijn onder andere: geïrriteerde, open huid, ontstekingen, zwangerschap, keloid en moedervlekken.

1 Voorafgaand aan de behandeling krijgt de klant een verdovende crème op de huid. Deze EMLA-crème is alleen verkrijgbaar op doktersvoorschrift en kan de klant zelf aanvragen bij de huisarts. De crème moet 45 minuten intrekken.

2 Met een spatel verwijder je de verdovende crème. Om infecties te voorkomen neem je de huid daarna af met ontsmettende Betadine.

3 en 4 Met de MTS Roller maak je vervolgens gaatjes in de huid. Elke vierkante centimeter krijgt zo'n tweehonderd gaatjes. De naaldjes kunnen puntbloedinkjes veroorzaken.

5 De bloedinkjes worden met een ontsmettende zoutoplossing afgenomen.



6 Stap voor stap behandel je het hele gezicht met de roller.

7 Daarna breng je een speciaal serum met peptiden aan. De werkstoffen worden snel door de huid opgenomen.

8 Na afloop van de behandeling ziet de huid er rood uit. De bloedinkjes zijn verdwenen omdat de huid zich snel weer sluit.

9 De behandeling heeft geen down time (hersteltijd). De roodheid neemt na ongeveer een dag af. Met een speciale, dekkende foundation kun je de roodheid direct na de behandeling camoufleren. De linkerhelft van het gezicht is hier behandeld met Lycogel, een herstellende en kalmerende foundation die de huid niet afsluit. De

klant krijgt een MTS Roller (0,2 mm) mee naar huis om daar de behandeling voort te zetten. Belangrijk is dat de klant een goede zonbescherming draagt om pigmentverschuivingen te voorkomen.



Dry Needling

Een vergelijkbare, maar sterkere techniek is Multitripennic Collagen Actuation (MCA), waarmee je met behulp van een apparaat voor permanente make-up en een bepaalde grootte naaldmodule gaatjes in de huid maakt. Deze techniek werkt dieper in de huid en is alleen geschikt voor schoonheidsspecialisten met een GGD-certificering. MCA vereist een speciale techniek, die tijdens de opleiding van Derm Appeal aan de orde komt. Met MCA kun je plaatselijk diepe rimpels en littekenweefsel behandelen, zowel atrofische als hypertrofische littekens. De techniek wordt in de VS ook wel 'dry needling' genoemd en is bijzonder populair onder plastisch chirurgen.